

# Tough-PAC® für iPad/iPad AIR 10.2" - 10.5"

## Tough-PAC®


Das Tough-PAC® ist ein antimikrobielles Hartschalengehäuse & Docking-System für das iPad 10,2" & 10,5". Es wurde speziell für den Einsatz im Gesundheitswesen oder anderen hygienisch sensiblen Umgebungen entwickelt und bietet einen Rundum-Schutz gegen Beschädigung am Arbeitsplatz, Stöße, Flüssigkeiten und Diebstahl. Für den reibungslosen Dauerbetrieb bietet das Tough-PAC® und Simply-Dock®-Halterungen, Multi-Docks und VESA-Halterungen, die das Einstecken von Kabeln für Routine-Lade- oder Synchronisierungsfunktionen überflüssig machen. Das Tough-PAC® kann mit einem mitgelieferten antibakteriellen und gehärteten Glasbildschirm ausgerüstet werden, der einen 360°-Schutz gegen potenziell schädliche Oberflächenkontamination bietet. Die Tough-PAC®-Schutzhüllen für das iPad sind einfach zu bedienen und bieten Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und einen geringen Wartungsaufwand.



## Vorteile:

- Antimikrobieller Hartschalenschutz für iPad
- Mit antimikrobiellen Tüchern oder Sprays zu reinigen
- Schutz für alle Anschlüsse und Tasten gegen das Eindringen von Staub und Flüssigkeiten, IP53+
- Schutz vor Stößen
- Simply-Dock® Ladeschalen zum Laden und Synchronisieren
- Ergonomischer Tragegriff
- Kompatibel mit iPad 7th Gen, AIR 3rd Gen und 10,5" Pro Modelle
- Gehäuse in verschiedenen Farben erhältlich (Blau, Orange, Lila, Weiß, Grau)

# Rundumschutz mit zusätzlichen Features



Kamera Öffnung  
Vorn und Hinten



Praktischer Griff  
Verschafft Mobilität



Farbvielfalt  
Blau, Orange, Lila,  
Weiß, Grau



Induktion  
Laden ohne Kabel

## Tough Pac®

Antimikrobielle Biomaster-Technologie • UL & CSA-zugelassener flammhemmender ABS-Kunststoff • USB-C Konnektivität • Verwendet die vorhandene iPad-Stromversorgung • Kein Verlust der WiFi-, 3G- oder Bluetooth-Konnektivität • Gehäusegewicht 515g (plus iPad) • Größe: 21,5 x 33,5 x 2,7 cm • 85%+ wiederverwertbare Materialien

<b>Baaske Tough-PAC für iPad 10.2" &amp; 10.5" - GRAU</b>	<b>Art.Nr.: 2012251</b>
<b>Baaske Tough-PAC für iPad 10.2" &amp; 10.5" - ORANGE</b>	<b>Art.Nr.: 2012927</b>
<b>Baaske Tough-PAC für iPad 10.2" &amp; 10.5" - WEISS</b>	<b>Art.Nr.: 2012928</b>
<b>Baaske Tough-PAC für iPad 10.2" &amp; 10.5" - BLAU</b>	<b>Art.Nr.: 2012929</b>
<b>Baaske Tough-PAC für iPad 10.2" &amp; 10.5" - LILA</b>	<b>Art.Nr.: 2012930</b>

## Zubehör

### Tough-PAC® Ladestation

Die **Tough-PAC® Ladestation** ermöglicht ein zeitgleiches Laden\*, Synchronisieren und Arbeiten mit dem iPad. Das **Tough-PAC®** muss dazu nicht vom Tablet entfernt oder an zusätzliche Kabel angeschlossen werden. Kann auch als Tablet-Computer Arbeitsplatz verwendet werden.



\*Zum Laden wird das Apple iPad USB-C Netzteil oder ein gleichwertiges 20W Netzteil benötigt.

- Biomaster antimikrobielle Technologie
- Simply-Dock-Technologie
- Im Landscape oder Portrait Modus zu verwenden
- Reinigung mit antimikrobiellen Tücher oder Sprays
- USB-C-Anschluss – laden & synchronisieren
- 0.8 m USB-C-Kabel
- 85 % wiederverwertbare Materialien
- Tough-Pac Hartschalen-Gehäuse nicht im Lieferumfang enthalten

**USB-C Art.Nr.: 2013047**



### Tough-PAC® Multiload - 4-MC

Die CS4-MC verwendet die „Simply-Dock“-Schnittstellentechnologie und ermöglicht das gleichzeitige Laden oder Synchronisieren von bis zu 4 Tough-PAC-Einheiten. Für die IT-Verwaltung verfügt das CS4-MC über einen eigenen optimierten USB-Hub, der die Daten-Verwaltung über USB für bis zu 4 iPads gleichzeitig ermöglicht und der eine optimale Stromversorgung für das Aufladen bietet. Bei der Tough-Pac Ladestation sind die Tough-Pac **Hartschalen-Gehäuse** ist nicht im Lieferumfang enthalten.

- Gleichzeitiges Laden von bis zu 4 Geräten
- Simply-Dock' USB-Schnittstellentechnologie
- Mit feuchten antimikrobiellen Tüchern oder Sprays zu reinigen
- LED-Anzeigen für den Ladezustand des Geräts
- Benutzen, andocken und entnehmen - keine Kabel zum Anschließen an Geräte erforderlich
- 90%+ wiederverwertbare Materialien

**Art.Nr.:2012266**