

MediTouch BLT03 GER

Wasserdicht.  
Leuchtend.

INKL.  
TOUCH-  
PAD



**MediTouch BLT03 – Medical Tastatur mit integriertem Touchpad und Backlight.**

Der Allrounder für lichtarme und abgedunkelte Bereiche. Die Tastatur **MediTouch BLT03** ist ein schlichter Mix aus flachen Tasten und klinisch weißer Ummantelung. Auch technisch hat die Tastatur einiges zu bieten: Die stufenweise Hintergrundbeleuchtung kann individuell auf die gegebenen Lichtverhältnisse angepasst werden und ist bei Bedarf über eine separate Taste abstellbar. Vollständig versiegelt, kann die Silikontastatur in Flüssigkeiten getaucht werden (IP68). Der Tru-Lock Mechanismus ermöglicht zusätzlich die Reinigung im Betrieb. Ein besonderes Feature ist der zusätzliche LED Punkt auf der Caps Lock - Taste (Feststelltaste). Ist diese gedrückt, leuchtet die LED grün und weist seinen Anwender so darauf hin, dass die permanente Umschaltung in die Alternativbelegung der Tastatur eingeschaltet ist. Dies ist besonders hilfreich bei der Eingabe von Passwörtern.

**Vorteile:**

- › Eingebautes Touchpad
- › Hintergrundbeleuchtung einstellbar
- › Vollständig versiegelt (IP68)
- › Desinfizierbar
- › Exzellentes taktiles Feedback
- › Leise – geräuschloser Tastenanschlag
- › LED- Punkt für eingeschaltete Caps Lock Taste



# MediTouch BLT03 GER

## Mit Hintergrundbeleuchtung



### Technische Daten MediTouch BLT03 GER

<b>Tastenzahl</b>	122 Tasten inkl. 24 Funktionstasten und Nummernpad
<b>Schutzgrad</b>	IP68
<b>Kompatible OS</b>	Microsoft® Windows 98SE/ 98ME/ 2000/ XP / 7 / 8.1 / 10; Mac OS9 / OSX
<b>Abmessungen (LBH)</b>	365 x 136 x 12mm
<b>Gewicht</b>	0,650 kg
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Layout</b>	DE
<b>Hintergrundbeleuchtung</b>	blau / Helligkeit stufenweise einstellbar
<b>Schnittstelle</b>	USB
<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C bis +60°C
<b>Kabellänge</b>	1.85 m
<b>Standards</b>	CE, FCC, RoHS, EN 60601-1-2
<b>Art.-Nr.:</b>	2011843



#### • Tastensperre:

Schalten Sie die Tastensperre ein oder aus, indem Sie die folgende Taste gedrückt halten, bis die Tastatur aufblinkt:

